

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DM590	Sfigmomanometro automatico digitale da tavolo LOGIKO DIGIT
-------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione automatica della pressione arteriosa e della frequenza del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Lo sfigmomanometro digitale automatico da tavolo della linea LOGIKO DIGIT, ha un design innovativo con grande display di facile lettura che visualizza contemporaneamente i valori della pressione sistolica, diastolica, e delle pulsazioni cardiache, nonché la data ed ora, il livello di ipertensione. 300 memorie suddivise in due utenti, con data ed ora di misurazione. Metodo di lettura oscillometrico. Misurazione in fase di gonfiaggio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Joytech Healthcare Co., Ltd
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIa
Numero di repertorio	2305219
Codice di classificazione CND - EMDN	Z1203020501

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	3 Batterie Tipo AAA
Campo di misurazione pressione	0 – 300 mmHg
Campo di misurazione pulsazioni	30 – 180 Pulsazioni / Minuto
Accuratezza dei valori	Pulsazioni +/- 5%
Gonfiaggio	Automatico
Ambiente operativo	Temperatura 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) Umidità 15%~93%RH Pressione 800hPa~1060hPa
Ambiente di conservazione	Temperatura -25°C~55°C (-13°F~131°F) Umidità ≤93% RH
Memorie	300 misurazioni suddivise in due utenti
Metodo di misurazione	Oscillometrico

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzioni principali	<i>Rilevamento battiti irregolari (Aritmia)</i> <i>Classificazione valori su standard WHO/OMS</i> <i>Indicazione batterie scariche</i> <i>Spegnimento automatico</i> <i>Indicatore di perdita d'aria dal bracciale</i> <i>Indicatore movimento del braccio</i>
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Bracciale	<i>Nylon</i>
DIMENSIONI	
Dimensioni display	<i>66.4mm x 43.1mm – 3"</i>
Dimensioni	<i>149.8 x 80.4 x 45.7mm</i>
Peso senza batterie	<i>155 g senza batterie</i>
Bracciale	<i>Circonferenza 22 – 36 Cm</i>
ACCESSORI OPZIONALI	
DR261	Bracciale bambini 160 x 240 mm
DR262	Bracciale obesi 220 x 420 mm
DR264	Alimentatore c/cavo USB-C