

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DM595	Sfigmomanometro automatico digitale da polso LOGIKO DIGIT
-------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione automatica della pressione arteriosa e della frequenza del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Lo sfigmomanometro digitale da polso è compatto, facile da usare e trasportare ovunque. Il grande display retroilluminato di facile lettura visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e l'eventuale aritmia rilevata. Memorie per due utenti. 300 memorie totali, 150 per utente. Metodo di misurazione oscillometrica. Indicazione della misurazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Joytech Healthcare Co., Ltd
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIa
Numero di repertorio	2305227
Codice di classificazione CND - EMDN	Z1203020501

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	2 Batterie Tipo AAA
Campo di misurazione pressione	0 – 300 mmHg
Campo di misurazione pulsazioni	30 – 180 Pulsazioni / Minuto
Accuratezza dei valori	Pulsazioni +/- 5%
Durata batterie	Circa 2 mesi con 3 misure al giorno
Ambiente operativo	Temperatura 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) Umidità 15%~93%RH Pressione 800hPa~1060hPa
Ambiente di conservazione	Temperatura -25°C~55°C (-13°F~131°F) Umidità ≤93% RH
Memorie	300 misurazioni suddivise in due utenti

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo misurazione	<i>Oscillometrico</i>
Funzioni principali	<i>Rilevamento battiti irregolari (Aritmia)</i> <i>Classificazione valori su standard WHO/OMS</i> <i>Media ultime tre misurazioni</i> <i>Indicazione batterie scariche</i> <i>Spegnimento automatico</i> <i>Indicatore di corretto posizionamento del polso</i> <i>Indicatore di movimento del braccio</i>
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Bracciale	<i>Nylon</i>
DIMENSIONI	
Dimensioni display	<i>32mm x 40.5mm – 2"</i>
Dimensioni	<i>84mm x 62mm x 23.6mm(</i>
Peso senza batterie	<i>67 g senza batterie</i>
Bracciale	<i>Circonferenza 13,5 cm – 21,5 cm</i>