

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 03.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DMV170	Lampadina diagnostica tascabile
Destinazione d'uso	
Lampadina a batterie per esami diagnostici.	
Caratteristiche principali	
Lampadina a batterie per esami diagnostici tascabili.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	Cina
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	38832
Codice di classificazione CND	Z129009
Conformità CE	MDR 2017/745
Numero di Repertorio (RDM)	3076370
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo luce	Lampadina filamento
Alimentazione DMV170-1	2 Batterie tipo AAA
Dimensioni	127 x 15 mm
Peso	13,5 g senza batterie
Colore	Colore Bianco