

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DMV520	Otoscopio a fibre ottiche - DIMED
--------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per esame visivo diretto del condotto uditivo.

Caratteristiche principali

Otoscopio di alta qualità da tasca e da borsa da medico. Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 v. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo e dotato di lente di ingrandimento 3x ruotante. Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. L'innesto dello speculo è veloce e stabile. E' fornito confezionato in astuccio, contenente due serie di 4 speculi riutilizzabili. Disponibili anche come opzionali speculi monouso in confezione da 100 pezzi Ø 2,75mm e 4,25mm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	12849
Codice di classificazione EMDN - CND	Z12040108
Repertorio dei Dispositivi Medici	2952953

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione MINI	2 Batterie tipo AA
Ingrandimento	3x ruotante

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Speculi	ABS
---------	-----