

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

DMV540	Otoscopio a luce convenzionale - DIMED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per esame visivo diretto del condotto uditivo.	
Caratteristiche principali	
Otoscopio di alta qualità da tasca e da borsa da medico. Visione senza ostacoli con illuminazione a luce convenzionale. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo e dotato di lente di ingrandimento 3x ruotante. Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. L'innesto dello speculo è veloce e stabile. È fornito confezionato in astuccio, completo di speculi riutilizzabili.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	12849
Codice di classificazione CND	Z12149006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione MINI	2 Batterie tipo AA
Ingrandimento	3x ruotante
Peso	53,2g
Luminosità	24 Lm
Lampada	2.5V, 0.75A
Dimensioni	24 x 37 x 165 mm
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Speculi	ABS