

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 03.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DMV540	Otoscopio a luce convenzionale - DIMED
--------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per esame visivo diretto del condotto uditivo.

Caratteristiche principali

Otoscopio di alta qualità da tasca e da borsa da medico. Visione senza ostacoli con illuminazione a luce convenzionale. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo e dotato di lente di ingrandimento 3x ruotante. Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. L'innesco dello speculo è veloce e stabile. E' fornito confezionato in astuccio, completo di speculi riutilizzabili.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	12849
Codice di classificazione CND	Z12149006
Conformità CE	MDR 2017/745
Numero di Repertorio (RDM)	3076066

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione MINI	2 Batterie tipo AA
Ingrandimento	3x ruotante
Peso	53,2g
Luminosità	24 Lm
Lampada	2.5V, 0.75A
Dimensioni	24 x 37 x 165 mm

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Speculi	ABS
---------	-----

VARIANTI	
DMV540B	<i>Blu</i>
DMV540N	<i>Nero</i>