


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

EM101	Barella atraumatica regolabile - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Barella portaferiti indispensabile per la completa immobilità del paziente nel momento del raccoglimento. Costruita interamente in profilati di alluminio anodizzato. Sistema di apertura / chiusura alle due estremità. Sistema di regolazione e bloccaggio a diverse lunghezze. Completa di cinture di bloccaggio.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-4A
Codice Importatore / Distributore	EM101
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424605
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Cinghie	Polipropilene
DIMENSIONI	
Dimensioni aperte	214 x 42 x 7 Cm
Dimensioni chiusa	167 x 42 x 7 Cm
Peso	8 Kg