

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

EM111	Barella pieghevole - EASYRED
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio anodizzato e telo in canvas, per il suo minimo ingombro può essere facilmente immagazzinata. Ideale come seconda barella di emergenza. Con quattro piedini. Completa di cinture.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-1A4
Codice Importatore / Distributore	EM111
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424616
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio anodizzato
Telo	Canvas
DIMENSIONI	
Barella Chiusa	93 x 52 x 6 Cm
Barella Aperta	182 x 52 x 5 Cm
Peso	3 Kg