


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

EM113	Barella pieghevole con ruote - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio anodizzato e telo in canvas. Leggera ed affidabile. Dotata di 2 ruote, 2 piedini. Completa di cinture.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-1A1
Codice Importatore / Distributore	EM113
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424619
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio anodizzato
Telo	Canvas
DIMENSIONI	
Barella Chiusa	93 x 52 x 10 Cm
Barella Aperta	185 x 52 x 23 Cm
Peso	5 Kg