

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

EM131	Barella pieghevole - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Barella pieghevole per emergenza, in lunghezza ed in larghezza, struttura realizzata in alluminio anodizzato con telo in CANVAS ad alta resistenza, antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dotata di 4 piedini di sostegno in alluminio. Con busta per il trasporto.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-1A9
Codice Importatore / Distributore	EM131
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424623
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Telo	Vinile spalmato poliestere
DIMENSIONI	
Barella Chiusa	110 x 18 x 11 Cm
Barella Aperta	221 x 53 x 15 Cm
Peso	5,5 Kg