

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

EM151	Barella Basket - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
BARELLA in polietilene ad alta densità, divisibile in 2 parti. La barella è stata realizzata tenendo presente le situazioni di emergenza più disparate e grazie alla sua robustezza e flessibilità d'impiego è la barella indispensabile per ogni tipo di soccorso in situazioni particolari. Per un facile trasporto e un minimo ingombro. I suoi innesti rapidi e sicuri permettono al soccorritore di operare velocemente. La barella è indicata per il sollevamento e trasporto con elicottero. La barella è munita di FERMAPIEDI REGOLABILE, 4 CINTURE DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO e MATERASSINO NON ASSORBENTE. Predisposta per il bloccaggio in elicottero.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-8B1
Codice Importatore / Distributore	EM151
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424635
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	272 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Polietilene
Materassino	Poliuretano
DIMENSIONI	
Barella Aperta	219 x 62,5 x 18 Cm
Peso	16,2 Kg