

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

EM186	Telo portaferiti – EASYRED
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Telo in Nylon, impermeabile e lavabile, con 10 maniglie per il trasporto. Completo di borsa	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	CST-01
Codice Importatore / Distributore	EM186
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424636
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	100 Kg
Confezionamento	Borsa di trasporto.
MATERIALI PRINCIPALI	
Telo	Nylon
DIMENSIONI	
Telo	200 x 75 Cm
Borsa	60 x 23 Cm
Peso	3 Kg