

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

EM201	Immobilizzatore spinale - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per l'immobilizzazione di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Permette l'immobilizzazione e l'estrazione dei pazienti da spazi di difficile accesso. Grazie alla sua struttura avvolgente, permette una grande flessibilità d'impiego orizzontale ed una rigidità in senso verticale. Immobilizza in modo ottimale il tronco, la testa e la colonna vertebrale consentendo una rapida estrazione del traumatizzato riducendo possibili ulteriori traumi. Grazie alla sua particolare forma, può essere utilizzato in pazienti di diversa statura e corporatura, siano questi di sesso femminile o maschile. L'immobilizzatore spinale è radio trasparente e dotato di fibbie colorate per un più semplice e rapido utilizzo. Costruito in vinile spalmato nylon fornito con un cuscino per la nuca, posizione regolabile sull'adesivo in velcro. Dotato di borsa impermeabile per il trasporto (95x33cm).	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	BS-01
Codice Importatore / Distributore	EM201
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424689
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Telo	Vinile spalmato Nylon
DIMENSIONI	
Borsa per il trasporto	95 x 33 Cm
Struttura	82 x 08 Cm
Peso	2,5 Kg