

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

EM216	Telo portaferiti con materasso a depressione adulti - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per l'immobilizzazione ed il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Materasso a depressione in vinile spalmato nylon applicato su telo per trasporto in vinile spalmato poliestere. Completo di 4 cinture e 8 maniglie per il trasporto. Radiotrasparente, dotato di borsa impermeabile per il trasporto e pompa piccola.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-6A1
Codice Importatore / Distributore	EM216
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424690
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso MAX	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Telo	Vinile spalmato Poliestere
Materasso	Vinile spalmato Nylon
DIMENSIONI	
Materasso	212 x 75 x 7 Cm
Peso	5 Kg

