

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

EM244	Steccobende gonfiabili in PVC – EASYRED – Kit 6 Pezzi
--------------	--


Destinazione d'uso

Dispositivo per l'immobilizzazione di arti di pazienti in interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Steccobende GONFIABILI IN PVC con chiusura a zip e valvola. Radiotrasparenti. Disponibili in misure diverse per arti superiori (avambraccio, braccio e gomito, braccio) e arti inferiori (caviglia, ginocchio, gamba)

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	AS-03
Codice Importatore / Distributore	EM244
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424693

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
------------------------	---------------------

MATERIALI PRINCIPALI

Telo	PVC
-------------	-----

COMPOSIZIONE

Braccio	Taglia S-M-L
Gamba	Taglia S-M-L
Pompa	Borsa di trasporto