

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

EM250	Tavola Spinale - EASYRED
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Tavola spinale in polietilene ad alta densità, rinforzata con 2 barre in fibra di carbonio all'interno disposte in orizzontale. Indispensabile per la completa immobilità del paziente nel momento del prelievo e del trasferimento. Galleggiante, radiotrasparente, integralmente impermeabile. Colore arancio.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13673
Codice di classificazione CND	Y123003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	275 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Polietilene
DIMENSIONI	
Barella Aperta	183 x 52 x 4,4 Cm
Peso	6,1 Kg