

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

EM43x	Collari cervicali per emergenza 2 pezzi - EASYRED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per l'immobilizzazione del collo di pazienti in interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Dispositivo medico a componente doppia, utilizzato nei casi di pronto soccorso. Struttura portante in polietilene. Rivestimento interno lavabile in EVA (a cellule chiuse) fissato alla parte in polietilene tramite rivetti di plastica. Migliore immobilizzazione del collo rispetto al modello a componente singola. Mentoniera anatomica rimovibile. Foro tracheale per effettuare tracheotomia. Chiusura regolabile in Velcro. Confezionato piatto per avere minimo ingombro. Radiotrasparenti e compatibili con TAC e RMN	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	45258
Codice di classificazione CND	M030599
RDM	140253
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Busta in polietilene.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Polietilene
Rivestimento interno	Polietilene - EVA
VARIANTI	
EM430	44,5 x 9,5 Cm – Rosa
EM431	44,5 x 11,5 Cm – Celeste
EM432	56,5 x 13 Cm – Giallo
EM433	56 x 14 Cm – Blu
EM434	56 x 16 Cm – Rosso
EM435	56 x 18,5 Cm - Verde