

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

EM541	Cintura a ragno per tavola spinale
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per interventi di emergenza	
Caratteristiche principali	
Realizzata in polipropilene per tavola spinale EASYRED. Chiusura in velcro.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	B12
Codice Importatore / Distributore	EM151
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424714
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Busta in polietilene
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Polipropilene
DIMENSIONI	
Cintura aperta	203 x 50,8 Cm