

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

EM581	Fermacapo universale			
Destinazione d'uso				
Dispositivo per l'immobilizzazione della testa in interventi di emergenza				
Caratteristiche principali				
Sistema di bloccaggio universale per la testa, per tavola spinale, in schiuma espansa immersa in PVC, 2 blocchi per la testa con fori per le orecchie e 2 fermi per la fronte ed il mento consentono un supporto confortevole.				
Immagine prodotto				
				
RIFERIMENTI FABBRICANTE				
Fabbricante	MORETTI S.P.A.			
Paese di produzione	CINA			
Classe di dispositivo 93/42	Classe I			
Codice di classificazione CND	M030599			
RDM	1127537			
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Confezionamento	Busta in polietilene			
MATERIALI PRINCIPALI				
Interno	Poliuretano espanso			
Esterno	PVC			
Dimensioni				
Codice prodotto	 L:	 P:	 H:	
EM581	420 mm	260 mm	180 mm	0,7 Kg