

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.10.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

EM60x	Sfigmomanometro - Stringisacca per infusione
--------------	---

Destinazione d'uso

Stringisacca per infusione a controllo manuale

Caratteristiche principali

Stringisacca per infusioni di medicinali contenuti in sacche di materiale plastico, completa di manometro per il monitoraggio dell'infusione, monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio. Indicata per infusioni da 500 e 1000ml.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	WENZHOU HONGSHUN INDUSTRIES
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I con funzione di misura
Codice di classificazione GMDN	46541
Codice di classificazione CND	A0580

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di pressione	0 – 300 mmHg
Risoluzione	2 mmHg
Precisione	+/- 3 mmHg

MATERIALI

Cuffia	Nylon
Tubi – Camera D'aria – Monopalla	Gomma

DIMENSIONI

Dimensioni cuffia	38 x 17 cm
--------------------------	------------

VARIANTI

EM600 – 500 MI	EM605 – 1000 MI
-----------------------	------------------------