

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo <b>STD</b>    |
|                               | Rev. 02 – 26.06.2026 |

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| EM60x | Sfigmomanometro - Stringisacca per infusione |
|-------|----------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Stringisacca per infusione a controllo manuale

**Caratteristiche principali**

Stringisacca per infusioni di medicinali contenuti in sacche di materiale plastico, completa di manometro per il monitoraggio dell'infusione, monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio. Indicata per infusioni da 500 e 1000ml.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                    | WENZHOU HONGSHUN INDUSTRIES     |
| Paese di produzione            | CINA                            |
| Classe di dispositivo          | Classe I con funzione di misura |
| Codice di classificazione GMDN | 46541                           |
| Codice di classificazione CND  | A0580                           |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Range di pressione | 0 – 300 mmHg |
| Risoluzione        | 2 mmHg       |
| Precisione         | +/- 3 mmHg   |

**MATERIALI**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cuffia                           | Nylon |
| Tubi – Camera D'aria – Monopalla | Gomma |

**DIMENSIONI**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dimensioni cuffia | 38 x 17 cm |
|-------------------|------------|

**VARIANTI**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| EM600 – 500 MI | EM605 – 1000 MI |
|----------------|-----------------|