

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

IM111	Imbracatura per solleva malati con poggiatesta
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura standard per il sostenimento di tutto il corpo inclusa la testa. Realizzata in Poliestere 100% in tessuto in tela, adatto anche a contatto con l'acqua. Una robusta cinghia spinata orla in modo continuo l'imbracatura e forma ad ogni estremità un occhiello con tre punti di aggancio. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535.

Immagine del prodotto




RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2515070
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale	100% Poliestere
Portata MAX	250 Kg

MISURE					
	Taglia	A	B	C	D
	S	140cm	77cm	85cm	20cm
	M	144cm	84cm	91cm	27cm
	L	144cm	94cm	91cm	37cm
	XL	144cm	104cm	91cm	44cm
VARIANTI PRODOTTO					
IM111S – Small		IM111L – Large			
IM111M – Medium		IM111XL – X Large			