

LAD464

Materasso antidecubito a bolle con compressore e regolazione PIUMA - UP

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il PIUMA-UP è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 260 celle, di altezza 15,2 cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci in metallo plastificato permettono di appendere il compressore all'estremità del letto. Disponibile coperta opzionale dedicata in PU con lacci di fissaggio

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35226
Codice di classificazione EMDN - CND	V080701
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.018
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.06.015
Repertorio dei Dispositivi Medici	2233346

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220V / 50-60 Hz
Fusibile interno	T1AL - 250V
Classificazione elettrica	Classe II Tipo BF
Potenza	18W
Pressione erogata	40-100 mmHg
Uscita d'aria	6-7 l/min
Rumorosità	32-34 dbA
Tempo di un ciclo completo	6 Min
Grado di Protezione	IP 21

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza Cavo Alimentazione	200 Cm
Peso Max Paziente	145 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	PVC Medicaie
DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	27x13x10,5 cm
Peso compressore	1,1 Kg
Dimensioni materasso (senza risvolti)	Circa 200x90x15,2 cm + 50 Cm Risvolto
Peso materasso	4,6 Kg
Altezza cella gonfia	15,2 cm
Spessore totale materiale	0,70 mm
Numero Celle	260
Confezionamento	Scatola di Cartone.
COMPONENTI	
LAR054	Materasso a bolle
LAR242	Compressore
ACCESSORI	
LAR306	Coperta standard in PU con lacci di fissaggio