

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

LAD468	Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione PIUMA UP 2 – Materasso 13 Cm
---------------	--

Destinazione d'uso
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Valvola CPR inclusa. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale e filtro aria intercambiabile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35689
Codice di classificazione EMDN - CND	V080701
Repertorio Dispositivi Medici	2233341
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.021
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 / 50-60 Hz
Cavo di alimentazione	2 Mt
Classificazione elettrica	Classe II Tipo BF
Fusibile	T1A 250V
Pressione erogata	40 - 100 mmHg
Uscita d'aria	6 / 7 l/min.
Rumorosità	32 -34 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di un ciclo	<i>12 Min</i>
Peso Max paziente	<i>160 Kg</i>
Protezione	<i>IP21</i>
Tempo di deflazione (CPR)	<i>Circa 15 Secondi Variabile</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso	<i>Nylon + PVC</i>
Coperta	<i>Nylon + PU</i>

DIMENSIONI

Dimensioni compressore	<i>27x13x10,50 cm</i>
Peso compressore	<i>1,10 Kg</i>
Dimensioni materasso	<i>196 x 86 Cm</i>
Numero elementi	<i>17</i>
Altezza elementi gonfi	<i>13 Cm</i>
Elementi microforati	<i>8</i>

OPTIONAL

LAR702 - Coperta Bielastica	
-----------------------------	--

COMPONENTI

LAR401 – Materasso Nylon / PVC	LAR244 - Compressore PIUMA UP 2
--------------------------------	---------------------------------