

LAD662

Materasso antidecubito a bolle con compressore con regolazione DOMUS 1

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il DOMUS 1 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 6,4cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Immagine prodotto



REFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35689
Codice di classificazione CND	V080701
Codice nomenclatore	03.33.06.018
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076593
Norma tecnica di riferimento	EN 12182
Conformità CE	MDR 2017/745

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V / 50 Hz
Fusibile	T1AL – 250V
Potenza	12W
Classificazione elettrica	Classe II tipo BF
Grado di Protezione	IP 21
Pressione erogata	30 – 80 mmHg
Uscita d'aria	>4 l/min
Rumorosità	<= 37,5 dbA
Tempo di un ciclo completo	9.6 Min
Peso Max Paziente	100 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza Cavo Alimentazione	<i>330 Cm</i>
Confezionamento	<i>Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso	<i>PVC Medicaie</i>
------------------	---------------------

DIMENSIONI

Dimensioni compressore	<i>25x12,5x8,5 cm</i>
Peso compressore	<i>1,40 Kg</i>
Dimensioni materasso (senza risvolti)	<i>196x90x6,4 cm</i>
Peso materasso	<i>2,3 Kg</i>
Altezza cella gonfia	<i>6,4 cm</i>
Spessore materiale	<i>0,60 mm (2 strati di 0,30mm)</i>
Numero Celle	<i>130</i>