

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 07 – 04.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

LAD663	Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione DOMUS 2
--------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il DOMUS 2 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di circa dieci minuti. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci in plastica presenti sul retro. I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino. Il materasso può essere corredato da una resistente coperta in Nylon + PU trattata in modo speciale che la rende morbida per la pelle e non provoca frizioni o irritazioni.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35689
Codice di classificazione CND	V080701
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.021
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076594
Conformità CE	MDR 2017/745

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V / 50 Hz
Fusibile	T1AL – 250V
Classificazione elettrica	Classe II tipo BF
Potenza	12W
Grado di Protezione	IP 21

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione erogata	<i>30 – 80 mmHg</i>
Uscita d'aria	<i>>4 l/min</i>
Rumorosità	<i><= 37,5 dbA</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di un ciclo	<i>9.6 Min</i>
Peso Max Paziente	<i>140 Kg</i>
Lunghezza Cavo Alimentazione	<i>200 Cm</i>
Confezionamento	<i>Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso	<i>Nylon + PVC</i>
Coperta – Opzionale	<i>Nylon + PU</i>

DIMENSIONI

Dimensioni compressore	<i>25x12,5x8,5 cm</i>
Peso compressore	<i>1,40 Kg</i>
Dimensioni materasso	<i>190x80x10,2 cm</i>
Peso materasso	<i>3,8 Kg</i>
Altezza elemento	<i>10,2 cm</i>
Numero Elementi	<i>18</i>

OPTIONAL

Coperta
