

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

LTA420	Aspiratore chirurgico ASPIMED 1.9
---------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per l'aspirazione nasale, orale, tracheale di liquidi corporei e per applicazioni di piccola chirurgia.

Caratteristiche principali

ASPIMED 1.9 è un dispositivo medico ad alimentazione elettrica o a batteria, da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale, tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei come ad esempio muco, catarro e sangue. Apparecchio progettato per offrire facilità di trasporto ed uso continuo. Grazie a queste caratteristiche e alle prestazioni di cui è dotato, questo prodotto risulta particolarmente adatto per l'uso in corsia ospedaliera, per applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post - operatori a domicilio. Costruito con corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee, l'apparecchio viene fornito con vaso aspirazione completo in policarbonato sterilizzabile, con valvola di troppo pieno ed è dotato di regolatore di aspirazione e vuotometro posti sul pannello frontale. Con luce LED d'emergenza sul pannello.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	3A HEALTHCARE
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe IIa
Codice di classificazione GMDN	36777
Codice di classificazione CND	Z120105

CARATTERISTICHE TECNICHE

Definizione secondo EN ISO 10079-1	ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO
Alimentazione	Multivoltaggio 100 – 240V / 50-60 Hz / 14Vdc 4,3A
Batteria ricaricabile	12V 4Ah
Tensione nominale	12VDC
Fusibile	Nr. 1 250V T6.3A
Funzionamento	Continuo
Flusso libero	30 l/min
Rumorosità	61 dBA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ciclo di utilizzo	<i>Max 60 Min</i>
Durata della batteria	<i>45 Min</i>
Tempo di ricarica	<i>Circa 4 Ore</i>
Vuoto Max	<i>0 – 85 kPa</i>
Classificazione Elettrica	<i>Classe di isolamento I di tipo BF</i>
Protezione liquidi	<i>IP20</i>

DIMENSIONI

Dimensioni	<i>380 x 135 x 260 mm</i>
Peso	<i>4,6Kg</i>