

LTD570

Monitor fetale gemellare con monitor a colori - DIMED

Destinazione d'uso

Dispositivo per la registrazione e stampa della frequenza cardiaca fetale e delle contrazioni uterine.

Caratteristiche principali

Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Grande display LCD a colori da 10.2". Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati. 12h di memoria. Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum. Stampante interna precisa ed affidabile. Riconoscimento automatico movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia per una detezione accurata, riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	EDAN INSTRUMENTS INC.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIB
Codice di classificazione GMDN	37796
Codice di classificazione CND	Z12080101

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	240V 50/60 Hz
Fusibili	2 Tipo T1.6AL
EMC	Gruppo I Classe A
Parti applicate	Tipo B
Display	LCD 10.2" 800x480
Carta	Termica 150/152 mm
Divisione Grafica	FHR 7 cm – TOCO 4 cm
Velocità di stampa	1 – 2 – 3 Cm/min
Precisione stampa	+/- 5% Asse X - +/- 1% Asse Y

Caratteristiche misurazione FHR

Range	50 – 240 Bpm
Risoluzione	1 Bpm
Precisione	+/- 2 Bpm
Frequenza di ripetizione impulso	2 KHz
Frequenza ultrasuoni	1 MHz +/- 10%

Caratteristiche misurazione TOCO

Range	0 – 100 Relativo (%) – 135g = 100%
Risoluzione	1%
Sensibilità	5 uV/V/mmHg
Zero Mode	Automatico / Manuale
Errore non lineare	<= +/- 10%

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Sonde	ABS
--------------	-----

DIMENSIONI

Dimensioni unità	347 x 330 x 126 mm
Peso unità	6 Kg
Dimensioni sonda TOCO	88 x 35 mm
Peso sonda TOCO	180 g
Dimensioni sonda FHR	88 x 35 mm
Peso sonda FHR	190 g
Lunghezza cavo sonde	2,5 Mt

ELENCO COMPONENTI DA MONTARE

Fondamentali	<i>Unità principale Sonda TOCO Sonde FHR Marcatore eventi</i>
---------------------	---