

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

LTD812	Pulsioossimetro da dito LED
Destinazione d'uso	
Dispositivo per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco.	
Caratteristiche principali	
Piccolo, leggero, facile da trasportare. È sufficiente l'inserimento di un dito nell'ossimetro per avere dopo pochi secondi i valori di ossimetria e pulsazioni/minuto. Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale. Laccetto incluso.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	<i>TIANJIN CHOICE MEDICAL DEVICE CO., LTD</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe IIa</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>45607</i>
Codice di classificazione CND - EMDN	<i>Z1203020408</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2799985</i>
MATERIALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Interno sensore	<i>Silicone</i>
DATI TECNICI	
Formato del display	<i>LED</i>
Range saturazione SPO2	<i>70-100%</i>
Precisione di misurazione SPO2	<i>+/- 2%</i>
Risoluzione SPO2	<i>1%</i>
Range pulsazioni cardiache	<i>30 – 250 bpm</i>
Precisione pulsazioni cardiache	<i>+/- 2 bpm</i>
Risoluzione pulsazioni cardiache	<i>1 bpm</i>
Alimentazione	<i>2 pile alcaline AAA da 1,5V incluse</i>
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni	<i>58x30x30mm</i>
Peso	<i>48g batterie incluse</i>