

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

LTK210	Aerosol compatto a pistone
--------	----------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per aerosol terapia.

Caratteristiche principali

Apparecchio per aerosolterapia compatto a pistone. A flusso continuo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Dongguan Aidisy Machinery& Electronic Equipment Co.,Ltd
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice fabbricante	MCN-S600ME
Codice di classificazione GMDN	35457
Codice di classificazione CND – EMDN	Z12159002
Repertorio Dispositivi Medici	3064453
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.03.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	AC 230V 50Hz, 180VA
Funzionamento	30 Minuti ON, 30 Minuti OFF
Capacità ampolla	6 ml max
Velocità di nebulizzazione	$\geq 0,20 \text{ ml / min}$
Grandezza particelle	$\geq 60\%$ range 0,5-5 μm
MMAD	2.80 +/- 25% μm
Rumorosità	$\leq 65 \text{ dBA}$

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione operativa	7-13 PSI / 48 – 89 Kpa
Flusso aria	3-6 l/min
Volume residuo	0,8 g
Consumo	0.8 A
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	PVC
Accessori	Polipropilene
DIMENSIONI	
Dimensioni	125 x 94 x 75h mm
Peso	0,730 Kg
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	Corpo Macchina Ampolla Maschera adulto Maschera bambino Boccaglio Tubo aria Filtri