

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 13.02.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI097	Alzamalati con base da pavimento
-------	----------------------------------

**Destinazione d'uso**

Alzamalati con base per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

**Caratteristiche principali**

Alza malati con base da pavimento. Struttura in acciaio verniciato rinforzato diametro 30mm. Base pieghevole e maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	V08068001
Repertorio dei Dispositivi Medici	2305235
Codice nomenclatore DM 332/99	12.30.09.103
Codice nomenclatore DPCM 12.02.2017	18.12.91.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

**PESO E DIMENSIONI**

Dimensione base	65 x 75 Cm
Altezza	195 Cm
Portata Max	75 Kg
Peso	12 Kg

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Supporto	ABS