

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

MI097	Alzamalati con base da pavimento
--------------	---

Destinazione d'uso
Alzamalati con base per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Alza malati con base da pavimento. Struttura in acciaio verniciato rinforzato diametro 35 mm. Base pieghevole e maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene.
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	V08068001
Repertorio dei Dispositivi Medici	2305235
Codice nomenclatore DM 332/99	12.30.09.103
Codice nomenclatore DPCM 12.02.2017	18.12.91.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Dimensione base	65 x 75 Cm
Altezza	195 Cm
Portata Max	75 Kg
Peso	12 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Supporto	ABS

