

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

MI100	Letto per degenza ad una manovella – TULIPANO Made in Italy
--------------	--

Destinazione d'uso

Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Letto a 1 manovelle due sezioni. Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa. Produzione ITALIANA interna a MORETTI SPA.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30031
Codice di classificazione EMDN – CND	V080602
Repertorio dei Dispositivi Medici	2428745
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.07.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni massime letto	93 x 206 Cm
Dimensioni piano rete	90 x 200 Cm
Altezza rete	50 Cm
Altezza testata	104 Cm
Altezza pediera	96 Cm
Peso Max	135 Kg
Peso	40 Kg

Volume	0,37 Mc
--------	---------

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Testate e pediere	Pannello MDF (Nobilitato)
ACCESSORI	
MI094	Alzamalati da letto
MI097	Alzamalati da letto con base
MP180	Sponde da letto ribaltabili in alluminio
MP181	Sponde da letto ribaltabili in acciaio
MI190	Base con movimento idraulico
MI195	Base con movimento elettrico
MPR051	Kit 4 Ruote piroettanti con freno