

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 06.05.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI195	Base solleva letto a movimenti elettrico
-------	--


*Destinazione d'uso*

Base solleva letto adatto a letti MOPEDIA

### Caratteristiche principali

Struttura in acciaio verniciato a polveri. Movimento tramite attuatore elettrico Ti-Motion

### Immagine prodotto



### RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181212
Repertorio dei Dispositivi Medici	1391356
Codice nomenclatore	18.12.12.106
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

### PESO E DIMENSIONI

Larghezza	82 Cm
Lunghezza	126 Cm
Altezza della base da terra	Regolabile da 45 ad 80 Cm
Minimo ingombro da terra	15,5 Cm

### MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Movimentazione	Elettrica tramite motorizzazione Ti-Motion