


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MI195	Base solleva letto a movimenti elettrico
<i>Destinazione d'uso</i>	
Base solleva letto adatto a letti MOPEDIA	
Caratteristiche principali	
Struttura in acciaio verniciato a polveri. Movimento tramite attuatore elettrico Ti-Motion	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181212
Repertorio dei Dispositivi Medici	1391356
Codice nomenclatore	18.12.12.106
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52
PESO E DIMENSIONI	
Larghezza	82 Cm
Lunghezza	126 Cm
Altezza della base da terra	Regolabile da 45 ad 80 Cm
Minimo ingombro da terra	15,5 Cm
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Movimentazione	Elettrica tramite motorizzazione Ti-Motion