

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MI310	Lettino da visita medica elettrico, 3 sezioni – LYTUS – 62 cm
--------------	--

Destinazione d'uso

Letto da visita medica a 3 sezioni indipendenti a movimentazione elettrica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente e per terapie di vario genere.

Caratteristiche principali

Letto a tre sezioni indipendenti, con altezza e schienale regolabili elettricamente tramite attuatori elettrici con telecomando a filo estensibile e sezione gambale regolabile manualmente tramite molla a gas. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm, Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente classe di reazione al fuoco 1IM.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	38870
Codice di classificazione CND – EMDN	V080603
Numero di repertorio	2402946

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Da 0° a 70°
Inclinazione gambale	Da 0° a 90°
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 92 Cm
Ingombro massimo	193 x 72 Cm
Dimensioni piano	193 x 62 Cm
Peso	57 Kg
Dimensioni imballo	185 x 72 x 57h Cm
Peso imballo	65 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA306 – Asta flebo regolabile	MIA312 – Coppia di spondine laterali
MIA315X – Coppia di braccioli imbottiti rivestiti in similpelle (X= colore)	MIA316 – Coppia braccioli prelievo stampati in PU neri
MR333 – Comando elettrico a pedale per elevazione e schienale	MIA398 – Portarotolo lato testa
MIA320 - Coppia reggicosce anatomici stampati in PU neri	
COLORI DISPONIBILI	
MI310B - Bianco	MI310BLU - Bianco
MI310N - Nero	MI310V - Verde