

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MI311	Lettino da visita medica elettrico con ruote, 3 sezioni – LYTUS – 62 cm
--------------	--

Destinazione d'uso

Letto da visita medica a 3 sezioni indipendenti a movimentazione elettrica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente e per terapie di vario genere.

Caratteristiche principali

Letto a tre sezioni indipendenti, con altezza e schienale regolabili elettricamente tramite attuatori elettrici con telecomando a filo estensibile e sezione gambale regolabile manualmente tramite molla a gas. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm, Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente classe di reazione al fuoco 1IM. N.4 Ruote piroettanti azionabili tramite pedalini laterali.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	38870
Codice di classificazione CND – EMDN	V080603
Numero di repertorio	2402948

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Da 0° a 70°
Inclinazione gambale	Da 0° a 90°
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 92 Cm
Ingombro massimo	193 x 72 Cm
Dimensioni piano	193 x 62 Cm
Peso	60 Kg
Dimensioni imballo	185 x 72 x 57h Cm
Peso imballo	68 Kg
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA306 – Asta flebo regolabile	MIA312 – Coppia di spondine laterali
MIA315X – Coppia di braccioli imbottiti rivestiti in similpelle (X= colore)	MIA316 – Coppia braccioli prelievo stampati in PU neri
MR333 – Comando elettrico a pedale per elevazione e schienale	MIA398 – Portarotolo lato testa
MIA320 - Coppia reggicosce anatomici stampati in PU neri	
COLORI DISPONIBILI	
MI311B - Bianco	MI311BLU - Blu
MI311N - Nero	MI311V - Verde