

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 02 – 26.06.2026 |

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>MI320</b> | <b>Lettino da visita medica elettrico, 3 sezioni – LYTUS – 62 cm</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Letto da visita medica a 3 sezioni indipendenti a movimentazione elettrica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente in particolar modo per quanto concerne visite ginecologiche.

**Caratteristiche principali**

Letto a tre sezioni indipendenti, con altezza e schienale regolabili elettricamente tramite attuatori elettrici con telecomando a filo estensibile e sezione gambale regolabile manualmente tramite molla a gas. Equipaggiato con reggicosce anatomici in PU, regolabili in altezza ed orientabili a 360° per adattarsi al meglio alle esigenze di medico e paziente, Con bacinella raccogli-liquidi estraibile in acciaio inox. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm, Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente classe di reazione al fuoco 1IM.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Fabbricante</b>                          | MORETTI S.P.A. |
| <b>Paese di produzione</b>                  | ITALIA         |
| <b>Classe di dispositivo</b>                | Classe I       |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>       | 38870          |
| <b>Codice di classificazione CND – EMDN</b> | V080603        |
| <b>Numero di repertorio</b>                 | 2402949        |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Confezionamento</b>                     | Scatola di Cartone.        |
| <b>Movimentazione</b>                      | Elettrica con motori LINAK |
| <b>Peso Max</b>                            | 200 Kg                     |
| <b>Classe di Isolamento</b>                | Classe 2                   |
| <b>Parte Applicata</b>                     | Tipo B                     |
| <b>Alimentazione</b>                       | 220-240V AC 50 Hz 2,5A     |
| <b>Tensione in uscita dalla centralina</b> | 24 V DC                    |

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Classe di protezione                        | IP X6       |
| Rumorosità                                  | < 45 dB     |
| Forza richiesta per attivazione telecomando | 5 N         |
| Inclinazione schienale                      | Da 0° a 70° |
| Inclinazione gambale                        | Da 0° a 90° |

#### MATERIALI PRINCIPALI

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Struttura    | Acciaio                  |
| Rivestimento | Poliuretano – Similpelle |

#### DIMENSIONI

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Altezza            | 52 – 92 Cm                   |
| Ingombro massimo   | 193 x 85 Cm (con reggicosce) |
| Dimensioni piano   | 193 x 62 Cm                  |
| Peso               | 62 Kg                        |
| Dimensioni imballo | 185 x 72 x 57h Cm            |
| Peso imballo       | 70 Kg                        |

#### ACCESSORI DISPONIBILI

|                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MIA306 – Asta flebo regolabile                                              | MIA312 – Coppia di spondine laterali              |
| MIA315X – Coppia di braccioli imbottiti rivestiti in similpelle (X= colore) | MIA316 – Coppia braccioli prelievo stampati in PU |
| MR333 – Comando elettrico a pedale per elevazione e schienale               | MIA398 – Portarotolo lato testa                   |

#### COLORI DISPONIBILI

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| MI320B - Bianco | MI320BLU - Bianco |
| MI320N - Nero   | MI320V - Verde    |