

**MI330**
**Lettino da visita medica elettrico – LYTUS – 80 cm**
*Destinazione d'uso*

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

**Caratteristiche principali**

Lettino con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>34870</i>
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	<i>V080603</i>
<b>Numero di repertorio</b>	<i>2477520</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	<i>Scatola di Cartone.</i>
<b>Movimentazione</b>	<i>Elettrica con motori LINAK</i>
<b>Peso Max</b>	<i>200 Kg</i>
<b>Classe di Isolamento</b>	<i>Classe 2</i>
<b>Parte Applicata</b>	<i>Tipo B</i>
<b>Alimentazione</b>	<i>220-240V AC 50 Hz 2,5A</i>
<b>Tensione in uscita dalla centralina</b>	<i>24 V DC</i>
<b>Classe di protezione</b>	<i>IP X6</i>
<b>Rumorosità</b>	<i>&lt; 45 dB</i>
<b>Forza richiesta per attivazione telecomando</b>	<i>5 N</i>
<b>Inclinazione schienale</b>	<i>Max 60°</i>

MATERIALI PRINCIPALI	
<b>Struttura</b>	<i>Acciaio</i>
<b>Rivestimento</b>	<i>Poliuretano – Similpelle</i>
DIMENSIONI	
<b>Altezza</b>	<i>52 – 86 Cm</i>
<b>Ingombro massimo</b>	<i>202 x 80 Cm</i>
<b>Dimensioni piano</b>	<i>202 x 80 Cm</i>
<b>Peso</b>	<i>67 Kg</i>
<b>Dimensioni imballo</b>	<i>178,5 x 73 x 53,5h Cm</i>
<b>Peso imballo</b>	<i>75 Kg</i>
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA300 - Kit barre perimetrali per elevazione	MIA311 – Coppia sponde ribaltabili
MIA305 – Asta flebo regolabile	MIA393 – Portarotolo lato piedi
MIA398 – Portarotolo lato testa	MR332 – Pedaliera elettrico per elevazione letto
COLORI DISPONIBILI	
MI330BLU – Blu	MI330B – Bianco
MI330N – Nero	