

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 26.02.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI335	Lettino da visita medica idraulico – LYTUS – 80 cm
-------	--

*Destinazione d'uso*

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

**Caratteristiche principali**

Lettino con altezza e schienale regolabili meccanicamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 11M. Portarotolo opzionale.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	34871
<b>Codice di classificazione EMDN - CND</b>	V080603
<b>Numero di repertorio</b>	2477529

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Scatola di Cartone.
<b>Movimentazione</b>	Meccanica tramite pompa idraulica
<b>Peso Max</b>	180 Kg
<b>Forza richiesta per attivazione pedale</b>	30 N
<b>Inclinazione schienale</b>	Max 60°

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio
<b>Rivestimento</b>	Poliuretano – Similpelle

DIMENSIONI	
<b>Altezza</b>	<i>52 – 86 Cm</i>
<b>Ingombro massimo</b>	<i>202 x 80 Cm</i>
<b>Dimensioni piano</b>	<i>202 x 80 Cm</i>
<b>Peso</b>	<i>68 Kg</i>
<b>Dimensioni imballo</b>	<i>204 x 73 x 53,5h Cm</i>
<b>Peso imballo</b>	<i>75 Kg</i>
ACCESSORI DISPONIBILI	
MIA398 – Portarotolo lato testa	MIA311 – Coppia sponde ribaltabili
MIA305 – Asta flebo regolabile	MIA393 – Portarotolo lato piedi
COLORI DISPONIBILI	
MI335BLU – Blu	MI335B – Bianco
MI335N – Nero	