

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MI427	Asta da flebo in acciaio inox con base in acciaio inox
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio inox. Base in acciaio inox in lamiera a 5 razzi con ruote. 4 Ganci in acciaio inox. Meccanismo di regolazione in acciaio inox. Portata maggiorata.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	36069
Codice di classificazione CND - EMDN	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2458973

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
------------------------	---------------------

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio INOX
Base	Acciaio INOX (lamiera)

DIMENSIONI

Altezza	1350 – 2400 mm
Diametro tubo	25 / 21 mm
Portata Max	10 Kg per gancio