

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

MI432	Asta da flebo in alluminio 2 – 4 ganci
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

Caratteristiche principali

Struttura in alluminio. Base plastica a 5 razzi con ruote. 2 – 4 ganci in materiale plastico

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	36069
Codice di classificazione CND – EMDN	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2458984

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
------------------------	---------------------

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Base	Plastica (poliammide)

DIMENSIONI

Altezza	1350 – 2400 mm
Diametro tubo	25 / 21 mm
Portata Max	5 Kg per gancio