

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

MI440	Asta da flebo in acciaio inox
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

Caratteristiche principali

Piantana per ipodermoclisi ad elevazione oleodinamica per sala operatoria, interamente in acciaio 18/10 (AISI 304), 4 ganci inox antiganciamento. Portata: 60 kg uniformemente distribuiti (max 15 kg per gancio). Altezza variabile da 1540 a 2550 mm tramite leva a pedale, base zavorrata anti-ribaltamento a 5 razze con ingombro Ø 650 mm, 5 ruote gemellari piroettanti Ø 75 mm (di cui 2 con freno antistatiche "elettricamente conduttive").

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>36069</i>
Codice di classificazione CND – EMDN	<i>V0899</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2458995</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	<i>Scatola di Cartone.</i>
------------------------	----------------------------

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio INOX
Base	Acciaio INOX con 5 Ruote piroettanti Ø 75 mm antistatiche
DIMENSIONI	
Altezza	1540 a 2550 mm
Diametro Base	650 mm
Diametro tubo	48 mm
Portata Max	15 Kg per gancio
ACCESSORI	
MIA441	Maniglia in Acciaio INOX
MIA442	Maniglia e Cestello in Acciaio INOX
MIA443	Maniglia e Vassoio in Acciaio INOX
MIA444	Vassoio e Cestello in Acciaio INOX