

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Modulo STD
		Rev. 03 – 26.06.2026
MI478	Sgabello girevole elevabile a pistone 140 mm base plastica seduta con schienale	
Destinazione d'uso		
Sgabello per uso medicale		
Caratteristiche principali		
Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in plastica diametro 50 cm. Seduta in PU espanso con schienale		
Immagine prodotto		
		
RIFERIMENTI FABBRICANTE		
Fabbricante	MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione	ITALIA	
Classe di dispositivo	Classe I	
Codice di classificazione GMDN	34833	
Codice di classificazione EMDN - CND	V0899	
Repertorio Dispositivi Medici	2517123	
CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI		
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.	
Base	Plastica	
Seduta	Poliuretano espanso	
DIMENSIONI		
Altezza	400 – 530 mm	
Dimensione seduta	35 x 33 x 15 Cm	