

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Modulo STD	
		Rev. 03 – 26.06.2026	
MO41xx		Paravento oscurante per letto	
Destinazione d'uso			
Ausilio per schermare la visuale del letto durante esami od interventi sul paziente			
Caratteristiche principali			
Struttura in alluminio anodizzato. Schermi in PVC lavabile ed autoestinguente. Versione con 3 o quattro ante			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI FABBRICANTE			
Fabbricante		MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione		CINA	
Classe di dispositivo		Classe I	
Codice di classificazione GMDN		13514	
Codice di classificazione CND		V9099	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Confezionamento		Polietilene stampato / Scatola di Cartone.	
MATERIALI PRINCIPALI			
Struttura		Alluminio	
Schermi		PVC	
DIMENSIONI			
Dimensione anta		55x170h cm	
Larghezza base		54 Cm	
Numero ante		3 o 4	
VARIANTI			
MO411A – 3 Ante		MO415A – 4 Ante	