

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 25.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO705	Letto in legno ANTARES
-------	------------------------

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto con schienale regolabile da 0° a 45° con compassi in metallo. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 4cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. **Completo di foro facciale, portarotolo e piano appoggio**

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V080603
Numero di repertorio (RDM)	3072136
Conformità CE	Direttiva UE 2017/745 (MDR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 65 x 78h Cm
Peso	35 Kg
Inclinazione Schienale	0 – 45°
Dimensioni tavola porta oggetti	157 x 43,5 Cm
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno massiccio di faggio Pollmeier FSC
Piano	Legno truciolare
Rivestimento	Similpelle PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM, resistente all'acqua
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Vernice monocomponente all'acqua