

|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 04 – 25.08.2026 | Modulo <b>STD</b> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MO711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Letto in legno DENEb                                                             |
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| Letto con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. <b>Completo di foro facciale, portarotolo su richiesta</b> |                                                                                  |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| Fabbricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MORETTI S.P.A.                                                                   |
| Paese di produzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITALIA                                                                           |
| Classe di dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Classe I                                                                         |
| Codice Classificazione CND                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V080603                                                                          |
| Numero di repertorio RDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3072132                                                                          |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Peso Max sopportabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 Kg                                                                           |
| Dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189 x 74 x 78h Cm                                                                |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 Kg                                                                            |
| Inclinazione Schienale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 – 45°                                                                          |
| Dimensioni foro facciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 x 20 Cm                                                                       |
| <b>MATERIALI PRINCIPALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| Struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Legno massiccio di faggio Pollmeier FSC                                          |
| Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Legno truciolare                                                                 |
| Rivestimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Similpelle PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM, resistente all'abrasione |
| Imbottitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poliuretano D25 (50mm)                                                           |
| Verniciatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vernice monocomponente all'acqua                                                 |
| <b>ACCESSORI OPZIONALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| MO729/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Portarotolo                                                                      |