

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 25.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MO712	Letto in legno DENEb largo 90 Cm
Destinazione d'uso	
Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica	
Caratteristiche principali	
Letto largo 90 cm con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. Completo di foro facciale, portarotolo su richiesta	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V080603
Numero di repertorio (RDM)	3072112
Conformità CE	Direttiva UE 2017/745 (MDR)
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 90 x 78h Cm
Peso	36 Kg
Inclinazione Schienale	0 – 45°
Dimensioni foro facciale	13 x 20 Cm
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Legno massiccio di faggio Pollmeier FSC
Piano	Legno truciolare
Rivestimento	Similpelle PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM, resistente all'abrasione
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Vernice monocomponente all'acqua
ACCESSORI OPZIONALI	
MO728-90	Portarotolo