

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 25.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

MO715	Letto in legno DENEb cardiologia
-------	----------------------------------

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°. Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano D25 di 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua. **Foro facciale e portarotolo su richiesta**

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	V080603
Repertorio dei Dispositivi Medici	2339604

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	150 Kg
Dimensioni	189 x 76 x 75h Cm
Peso	27 Kg
Inclinazione Schienale	0 – 45°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno massiccio di faggio Pollmeier FSC
Piano	Legno truciolare
Rivestimento	Similpelle PVC lavabile ed autoestinguente classe 1 IM,
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Vernice monocomponente all'acqua

ACCESSORI OPZIONALI

MO728-90	Portarotolo
MO791	Foro facciale