

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

MO722	Letto in legno bobath DIADEMA
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Letto per fisioterapia, massaggi o visita medica

Caratteristiche principali

Letto di grandi dimensioni. Struttura in legno con piano imbottitura in truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	Y181207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	200 Kg
Dimensioni	189 x 115 x 50h Cm
Peso	45 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Legno Kotò
Rivestimento	Similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1 IM
Imbottitura	Poliuretano D25 (50mm)
Verniciatura	Prodotto all'acqua